

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS AUTOCLAVE

**Descripción Física:** Opera con gas natural o propano para el calentamiento del tanque y está diseñado para soportar una presión de operación de 20 psi. La tapa superior tiene un sistema de contrapeso para fácil abertura y una serie de cierres roscados para asegurar la hermeticidad del tanque durante la operación.

**Función:** Permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización.

**Instrucciones De Uso:** Introduzca los elementos a la canastilla y luego lleve la canastilla dentro del equipo. Una vez introducidos los elementos a esterilizar se debe hacer el cierre hermético de la tapa. Encienda el quemador.

**Características:** Para la instalación del autoclave deberá seguir las instrucciones y requerimientos de la compañía suministradora de gas y en cualquier caso conseguir los servicios de un técnico autorizado para llevar a cabo la instalación.



**Marca:** IMA

**Modelo:** L-AUTIG-300

**Dimensiones:** 75 cm de diámetro y altura 30 cm

**Material:** Acero inoxidable